


softFlow Applikatoren Klinik












Patienteninterface für die klinische Anwendung bei erwachsenen und jugendlichen Patienten



- ✓ Hoher Tragekomfort durch individuelle Passform, einfache Handhabung und angenehme Hautverträglichkeit
- ✓ Weich und anschmiegsam durch medizinisches Silikon
- ✓ Patentierte, integrierte Heizung bis hin zur Nase unterbindet Kondensatbildung
- ✓ 7 verschiedene Applikatorentypen für optimalen Tragekomfort bei jeder Flussmenge
- ✓ Optionales Interface für tracheotomierte Patienten mit Flussmengen bis 50 l/min



TECHNISCHE DATEN:

Typ:	Applikator Klinik Small	Applikator Klinik Small-Plus	Applikator Klinik Standard	Applikator Klinik Standard-Plus	Applikator Klinik Medium	Applikator Klinik Large	Applikator Klinik Tracheal Interface
Artikelnummer:	40630001	40630004	40630002	40630005	40630010	40630013	40630019
Hygiene:	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung	Ein Patient Mehrfachverwendung
Empfohlene Flussmenge:	20 l/min	45 l/min	25 l/min	35 l/min	60 l/min	60 l/min	50 l/min
Nutzungsdauer:	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden	360 Therapie-stunden
Abstand NC (A): 	12,5 mm	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	16 mm	-
Länge NC (B): 	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	-
Durchmesser NC (D): 	3,2 mm	3,2 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	 22 mm
Systemanschluss:							
Gesamtlänge (L):	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm
Zuleitungsschlauch Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 6 mm 9 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	180 cm 8 mm 12 mm	225 cm 7 mm 10 mm
Schleife (S) Länge: Innendurchmesser: Außendurchmesser:	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 3,6 mm 5 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	2x45 mm 5 mm 7 mm	-
Heizung:	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA	max. 24 VA
CE Zertifikat:	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297	CE 0297
Entsorgung:	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll	in den Hausmüll
Haltbarkeit:	siehe Label	siehe Label	siehe Label	siehe Label	siehe Label	siehe Label	siehe Label
Hersteller:	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg	TNI medical AG Tiefe Gasse 11-13 97084 Würzburg

